


写真撮影時の患者さんへの痛みを解消

CRカセットカバー


CR カセットカバーの発砲ポリエチレン構造が、
CR カセットの端をカバーするので、
板の間や石の上のようなゴツゴツした上で寝ているような
患者さんの不満が解消されます。

また、汚れなどもアルコールでカンタンに拭き取ることができるので、
いつも清潔に繰り返し使用でき、院内感染予防にも役立ちます。

CR カセットカバーの構造




CR カセットカバー(5枚入)
サイズ:W430 ×H490
半切用CR カセット対応



ご使用方法


- ① CR カセットカバーにCR カセットを
入れてください。



CR カセットカバー 裏面

CR カセット 裏面

- ② CR カセットカバーの蓋をかぶせ、反転し表面を上にしてください。
四方にある穴は、撮影時にセンターの目安になります。



裏面

表面

JANコード



4528373005010

GS1-128



(01)04528373005010