

チェアサイドで補綴物を注水しながら  
研磨調整する事で熱くならずスイスイ削れる！

MORITA

# Cooling Clear Box

クーリング クリア ボックス

付属のシリコンチューブアダプターは各社ユニットに接続可能。



感染対策に！

ボックス内に  
溜まった水も  
簡単吸引

摩擦熱を  
冷却しながら  
粉塵を吸引

## ■仕様

寸法：W250×D200×H220 (mm)

付属品：吸引チューブセット

(メインホース・パイプ先端網・サブホース・  
接続アダプター・タイラップ)

■標準価格 15,000 円 (201060110)



特許申請中

●動画を公開しております。 <http://www.senjo.co.jp>

●標準価格の後の数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2020年11月24日現在のものです。標準価格に消費税は含まれておりません。

●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品に添付の取扱説明書を必ずお読みください。

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 TEL.06-6380-2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 TEL.03-3834-6161  
お問い合わせ お客様相談センター TEL.0800-222-8020 (フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用> [www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)

製造 株式会社 センジヨー

大阪市旭区大宮 5-6-12 〒535-0002  
TEL.06-6953-2341 [www.senjo.co.jp](http://www.senjo.co.jp)